

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05010-W**  
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PP-Vlies Besuchermantel**  
**mit 4 Druckköpfen**



GRÖßEN					
	S	M	L	XL	XXL
Breite	65 cm	67 cm	69 cm	71 cm	73 cm
Länge	106 cm	108 cm	110 cm	112 cm	114 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
Farbe	<input type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]
	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG]					
Verschuß	<input type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> Reißverschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Druckknöpfe	<input type="checkbox"/> Klettverschluss			
Eigenschaften	<input type="checkbox"/> Trikotbündchen	<input checked="" type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen	<input type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> Kapuze	<input checked="" type="checkbox"/> Kragen	<input type="checkbox"/> teillaminiert	<input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner
	<input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation	<input type="checkbox"/> geblockt	<input type="checkbox"/> Staubschutz	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> kurze Ärmel	<input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger	<input checked="" type="checkbox"/> einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
Lebensmittelkontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt	

NORMUNG							
geprüft nach	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05010-W**  
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PP-Vlies Besuchermantel**  
**mit 4 Druckköpfen**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	1	
GTIN Unterverpackung Gr. S	4044941019901	
GTIN Unterverpackung Gr. M	4044941019918	
GTIN Unterverpackung Gr. L	4044941019925	
GTIN Unterverpackung Gr- XL	4044941019932	
GTIN Unterverpackung Gr. XXL	4044941019949	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	330 mm	
Breite	290 mm	
Höhe	-	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
S	56 g	58 g
M	59 g	61 g
L	63 g	65 g
XL	65 g	67 g
XXL	67 g	69 g

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	50	
GTIN Umverpackung Gr. S	4044941019963	
GTIN Umverpackung Gr. M	4044941019970	
GTIN Umverpackung Gr. L	4044941019987	
GTIN Umverpackung Gr. XL	4044941019994	
GTIN Umverpackung Gr. XXI	4044941010006	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	326 mm	
Breite	266 mm	
Höhe	240 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
S	2.900 g	3.400 g
M	3.050 g	3.550 g
L	3.250 g	3.750 g
XL	3.350 g	3.850 g
XXL	3.450 g	3.950 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	10	
Lagen pro Palette	6	
Palettenhöhe	159 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
S	204 kg	229 kg
M	213 kg	238 kg
L	225 kg	250 kg
XL	231 kg	256 kg
XXL	237 kg	262 kg

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05010-W**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PP-Vlies Besuchermantel**  
**mit 4 Druckköpfen**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

<b>Lagerung/ Verfallzeit</b>	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
<b>Entsorgung</b>	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Warnhinweise</b>	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
<b>An- und Ausziehanleitung</b>	ART DES ANZIEHENS: • Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. • Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). • Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt. Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen. ART DES AUSZIEHENS: • Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.